zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

# cyclotest®
# *my Way*

## Sicherheit ganz ohne Hormone

Zykluscomputer mit Touch-Display zur einfachen und natürlichen Zykluskontrolle durch Messung der Aufwachtemperatur und die zusätzliche Eingabe von Eisprungsymptomen, wahlweise dem positiven LH-Hormon oder dem Zervixschleim-Höhepunkt (Symptothermale Methode). Wird nur die Aufwachtemperatur gemessen, liegt die Methodensicherheit bei 97 %. Bei zusätzlicher Eingabe von Eisprungsymptomensteigt die Methodensicherheit auf 99%. cyclotest® myWay verfügt außerdem über viele nützliche Zusatzfunktionen, die bei der Zyklusbeobachtung förderlich sind.

Übermittlung zur grafischen Darstellung des persönlichen Fruchtbarkeitsprofils (Zykluskurve, Tabelle) per USB-Schnittstelle mit der cyclotest® mySoftware (inklusive).

**PZN 01221967**




- **Einfache Anwendung durch Touch-Display und Temperatur-Messfühler**
- **Hohe Methodensicherheit**
- **Mit PC-Schnittstelle und PC-Software**
- **Eingrenzung und Anzeige der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage**
- **Weitere Infos unter:**
  https://www.youtube.com/watch?v=ailGqtclUYk
  https://www.youtube.com/watch?v=5xHyFkBbP_8

**Beinhaltet:**





