zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Cellona® Gehstollen



Anwendungsbereiche
- Laufprofil zur Abfederung beim Laufen mit einem Gips- und Castverband
- Schutz des Verbandes vor Schmutz und Nässe
- zur sofortigen oder nachträglichen Applikation bei Gips- und Castverbänden

Eigenschaften
- leicht
- trittsicher
- stoßdämpfend
- mit Nutungen und Laschen

Produktzusammensetzung
aus Synthesekautschuk gegossen

Cellona® Gehstollen

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs-hinweise
klein	50 820	336 330 6	1 / 20	SSB
mittel	50 821	336 331 2	1 / 20	SSB
groß	50 822	336 332 9	1 / 10	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15