zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

OMRON NE-C301-D

OMRON DuoBaby

Kompressor-Inhalationsgerät mit Nasensauger



Das 2-in-1 Babymodell mit integriertem elektrischen Nasensauger

- Inklusive hocheffizientem Nasensauger zur behutsamen Reinigung der Nase vor der Inhalation
- Effiziente Verneblung in den Oberen und Unteren Atemwegen
- 2 Einstellungen zur optimalen Behandlungwahl
- Für Babys ab einem Alter von 1 Monat
- Inklusive Kindermaske

All for Healthcare

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Februar 2017

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

OMRON *DuoBaby*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Kompressor Inhalationsgerät mit Nasensauger
Name (code)	OMRON DuoBaby (NE-C301-D)
Bemessungsspannung Kompressor	230 V, 50 Hz
Stromverbrauch	140VA
Kompressor Luftdruck	250 kPa
Verneblungsrate	ca. 0,4ml/min (Obere Atemwege), ca. 0,2ml/min (Untere Atemwege)
Lautstärke	63dB
Medikamentenkapazität	1 – 12 ml
Residualvolumen	Max. 0.7 ml
Betriebsbedingungen	Unterbrochener Betrieb 20 min.
Nasensauger Saugdruck:	Minimum -0,15 bar - Maximum -0,2 bar
Nasensauger Luftstrom:	ca. 4 l/min
Nasensauger Maximale Füllvolumen Sammelkammer :	7 ml
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit	+10 °C bis +40 °C 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, 690 - 1060 hPa
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck bei Aufbewahrung	-20 °C bis +70 °C 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit 690 - 1060 hPa
Gewicht	ca. 1.7 kg (nur Kompressor)
Abmessungen	ca. 170 (B) x 280 (T) x 105.5 (H) mm
Inhalt	Kompressor, Verneblerset, Nasensauger, Luftschlauch (PVC, 100 cm), Mundstück, Kindermaske (SEBS), Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
Klassifizierung	Gerät Klasse II, Anwendungsteil Typ BF
Hersteller / EU-Vertretung	**3A HEALTH CARE S.r.l.** Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Distributor	**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0434

All for Healthcare

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Februar 2017