zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Omni Fixierpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster

Charakteristik
Hypoallergene Fixierpflaster aus verschiedenen Trägermaterialien; luft- und wasserdampfdurchlässig, sicher haftend, leicht reißbar, problemlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung
Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Omniplast®
Aus hautfarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenauftrag; besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert, mit Zickzack-Rand.

Omnisilk®
Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenauftrag; wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.

Omnipor®
Aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenauftrag; wasserabstoßend imprägniert, durch die extrem hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit keine Mazeration der Haut; insbesondere für Dauerverbände und bei Patienten mit hypersensibler Haut geeignet.

Omnifilm®
Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.



Für eine besonders schonende Fixierung wird das extrem luft- und wasserdampfdurchlässige Omnipor eingesetzt.

	Packungsinhalt	Artikel-Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Omniplast® auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 530	2091366	360
2 ½ cm	1 Spule	900 531	2091372	240
5 cm	1 Spule	900 532	2091389	120
Omniplast® auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 570	3756388	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 571	3756394	24
5 cm	2 Spulen	900 572	3756402	36
Omnisilk® auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 500	2091254	360
2 ½ cm	1 Spule	900 501	2091260	240
5 cm	1 Spule	900 502	2091277	120
Omnisilk® auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 575	3756419	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 576	3756425	24
5 cm	2 Spulen	900 577	3756431	36
Omnipor® auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 550	7687112	360
2 ½ cm	1 Spule	900 551	7687129	240
5 cm	1 Spule	900 552	7579954	120
Omnipor® auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 580	7687135	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 581	7687141	20
5 cm	2 Spulen	900 582	7687158	40
Omnifilm® auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 520	7687164	360
2 ½ cm	1 Spule	900 521	7579960	240
5 cm	1 Spule	900 522	7579977	120
Omnifilm® auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 585	7687170	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 586	7687187	20
5 cm	2 Spulen	900 587	7687193	40



Aktualisierungsstand Gebrauchs.info März 2014